

Referentes en sistemas de implantes

Somos la primera marca española en sistemas de implantes

Contamos con el respaldo de miles de profesionales y más de un millón de pacientes tratados.

Nuestros sistemas aseguran una excelente osteointegración avalado científica y clínicamente, gracias a la superficie Avantblast® y garantizan la estabilidad de la rehabilitación a corto, medio y largo plazo.

- Versatilidad quirúrgica y restauradora.
- Mantenimiento de la estética natural mediante exhaustivo control de movimientos.
- Optimización de los tiempos de rehabilitación.



Aurea® Evo



- Conexión cónica interna hexalobular.
- Más versátil. Indicado para todo tipo de soluciones, especialmente en las de alta demanda estética.
- Cirugías más cortas y seguras gracias a su procedimiento quirúrgico.
- Ideal para carga inmediata y post-exodoncia.

TSA



- Conexión interna.
- Implante transgingival con cuello mecanizado de 1,5mm, para un excelente mantenimiento de los tejidos periimplantarios.
- Ideal para sectores posteriores.
- Indicado para protocolos de una sola fase quirúrgica.

TSH



- Conexión externa.
- Gran versitilidad restauradora.
- Diseñado para simplificar y reducir los procesos clínicos y tiempos de rehabilitación.
- Plataforma universal.

Más información



phibo^φ
Group

(+34) 937 151 958

Phibo HQ
Pol. Ind. Mas d'en Cisa, Gato Pérez, 3-9
08181, Sentmenat, Barcelona - España
info@phibo.com

SINELDENT Madrid
Avda. de la Industria 6, 8, local, 7b,
28108 Alcobendas, Madrid - España
atencionalcliente@sineldent.com

SINELDENT Ourense
Pol. Ind. San Cibrao das Viñas, C/13 Nave 22, 32901
San Cibrao das Viñas, Ourense - España
atencionalcliente@sineldent.com

CustomImplants
Pol. Ind. San Cibrao das Viñas, C/16 Nave 13, 32901
San Cibrao das Viñas, Ourense - España
info@phibo.com

phibo^φ

SINELDENT^φ

FirstFit
Manufactured by Phibo

i3d[®]
Customplants

phibo^φ
Group

Tu tranquilidad
de apical a incisal

Revolucionando la odontología estética

FirstFit
Manufactured by Phibo

En Phibo damos un paso más y te ofrecemos las mejores soluciones en odontología estética.

A través de la tecnología FirstFit® permitimos al odontólogo realizar tratamientos estéticos mediante carillas dentales digitalmente guiadas, mínimamente invasivas, precisas y predecibles.

- Reduce el tiempo total de tratamiento
- Aumenta tu rentabilidad
- Mejora la experiencia y satisfacción de tus pacientes con este tratamiento mínimamente invasivo
- Ofrece resultados predecibles
- Simplifica el proceso de tallado y cementación

Direct Compo by Phibo

Carillas con Técnica Directa de Composite Inyectado

Disfruta de la precisión y predictibilidad de FirstFit® aplicado a carillas de composite sin necesidad de tallado.



Una solución para cada paciente

Las estructuras atornilladas y cementadas Phibo

Titanio

El material más ligero



Phidia

Zirconio monolítico y multilayer



Adhoc

Versatilidad en CrCo atornillado



Cromo-Cobalto cementado



Axis

Solución angulada

- En Cromo-Cobalto
- En Zirconio la interfase Axis



PMMA

Rehabilitaciones temporales



IPS e.max

Alta exigencia estética



Prótesis removible

Phibo vuelve a revolucionar la prótesis con las prótesis removibles en CAD-CAM.



Flujo de trabajo 100% digital



Proceso de fabricación innovador



Plazo de entrega inferior al habitual



Creando soluciones odontológicas integrales

Phibo y CustomImplants se unen para la fabricación y comercialización de los implantes personalizados

ci3d + phibo^φ
Customplants

Juntos trabajamos en la innovación y el desarrollo constante.

Juntos desarrollamos soluciones dentales con un alto componente científico.

Juntos ejecutamos las últimas tecnologías en el desarrollo de productos y servicios de máxima calidad.


Juntos somos mejores.



Formaciones especializadas

Máxima adaptación

La formación es uno de los puntos cardinales de Grupo Phibo. Desarrollamos acciones personalizadas, masterclass y webinars internacionales: implantología, cirugía, digitalización.



Consulta nuestro calendario

