



Aurea® Evo

Harmonious rEvolution





Un implant rÉvolutionnaire

- Indiqué pour tout type de solutions
- Séquence chirurgicale comportant 2 étapes
- Réussite clinique avec la surface Avantblast®





RÉvolutionnez votre quotidien

Aurea® Evo est un système d'implants
révolutionnaire qui **simplifie la pratique
quotidienne** en raison de ses caractéristiques
uniques et distinctives :

- Optimisation de toutes les performances d'un flux de travail totalement numérique
- Indiqué pour le traitement d'une large typologie de patients grâce à sa polyvalence



RÉvolutionnez
votre quotidien



Surface **Avantblast®**

**Garantit la stabilité de la restauration
à court, moyen et long terme.**

Caractérisant l'implant Aurea® Evo, la surface Avantblast® contribue à l'**excellente stabilité de la liaison os-implant**.

Scientifiquement approuvée*, la surface Avantblast® est mise depuis 20 ans au service de millions de patients.




Connexion hexalobulaire exclusive

Le système d'implants Aurea® Evo a été conçu pour prendre soin des tissus et contribuer à la conservation de l'esthétique naturelle dans le temps.

La connexion hexalobulaire et conique exclusive garantit **une excellente stabilité de l'ensemble implant-prothèse.**

L'application de concepts cliniques comme le changement de plateforme, **le contrôle de micro-mouvements** et l'utilisation de piliers transmuqueux jouent un rôle déterminant pour le bon pronostic de la restauration.




Connexion
hexalobulaire exclusive

Avantages

Réduction des durées de traitement

La nouvelle procédure chirurgicale réduit les durées de préparation du site osseux, permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser en instruments.



- **Chirurgies courtes en seulement deux étapes pour la préparation du site osseux**



- **Chirurgies sûres**

Les avantages de la numérisation

Optimisation de toutes les solutions d'une prothèse personnalisée

Le système **Aurea® Evo** a été conçu pour s'intégrer dans un flux de travail totalement numérique. Les restaurations sont plus simples et les résultats bien plus précis.




**Conception du
sourire**



**Système
d'implants**



**Prélèvement
numérique
de données**



**Conception de
la restauration**



**Production
de la prothèse**



**Dent
finale**



Touchez davantage de patients

**L'implant Aurea® Evo est conçu pour
le traitement de nombreuses typologies
de patients.**



Sa polyvalence lui permet de couvrir **un large spectre
d'indications allant des cas à fort engagement esthétique
aux besoins les plus fonctionnels.**





Augmentez votre
nombre de patients

Avantages

Secteurs d'insertion



Plateformes et dimensions



Hauteurs et références



np	Ø 3,5		EVO NP 085	Implant Aurea Evo 8,5 mm
			EVO NP 100	Implant Aurea Evo 10,0 mm
			EVO NP 115	Implant Aurea Evo 11,5 mm
			EVO NP 130	Implant Aurea Evo 13,0 mm
			EVO NP 145	Implant Aurea Evo 14,5 mm


rp	Ø 4,3		EVO RP 085	Implant Aurea Evo 8,5 mm
			EVO RP 100	Implant Aurea Evo 10,0 mm
			EVO RP 115	Implant Aurea Evo 11,5 mm
			EVO RP 130	Implant Aurea Evo 13,0 mm
			EVO RP 145	Implant Aurea Evo 14,5 mm

wp	Ø 5,5		EVO WP 085	Implant Aurea Evo 8,5 mm
			EVO WP 100	Implant Aurea Evo 10,0 mm
			EVO WP 115	Implant Aurea Evo 11,5 mm
			EVO WP 130	Implant Aurea Evo 13,0 mm

Les informations figurant dans ce document sont exclusivement destinées à des professionnels de santé. Aurea® Evo dispose du marquage CE et est conforme à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. La disponibilité du portefeuille d'Aurea® Evo est sujette à la disponibilité des registres sanitaires pertinents selon la réglementation applicable dans chaque pays.


Guide de restaurations

Solutions vissées unitaires et multiples



Guide de restaurations

Esthétique immédiate




Guide de restaurations

Solutions cimentées unitaires et multiples



Insertion de
l'implant
en 2 étapes



Pose de l'implant
Aurea® Evo



Pilier de cicatrisation



1. Prise d'empreinte
(technique
traditionnelle
ou numérique)
2. Pilier à forer coupé
Aurea® Evo (couple
35 N·cm)



1. Prise d'empreinte
(technique
traditionnelle
ou numérique)
2. Pilier à forer coupé
Aurea® Evo (couple
35 N·cm)



3. Restauration
définitive



3. Restauration
définitive



Références : prothèses et instruments

Restaurations

Piliers de cicatrisation

	EVO NP 01.3	Pilier de cicatrisation Aurea Evo NP 3 mm
	EVO NP 01.4	Pilier de cicatrisation Aurea Evo NP 4 mm
	EVO NP 01.5	Pilier de cicatrisation Aurea Evo NP 5 mm
	EVO NP 01.6	Pilier de cicatrisation Aurea Evo NP 6 mm
	EVO RP 01.3	Pilier de cicatrisation Aurea Evo RP 3 mm
	EVO RP 01.4	Pilier de cicatrisation Aurea Evo RP 4 mm
	EVO RP 01.5	Pilier de cicatrisation Aurea Evo RP 5 mm
	EVO RP 01.6	Pilier de cicatrisation Aurea Evo RP 6 mm
	EVO WP 01.3	Pilier de cicatrisation Aurea Evo WP 3 mm
	EVO WP 01.4	Pilier de cicatrisation Aurea Evo WP 4 mm
	EVO WP 01.5	Pilier de cicatrisation Aurea Evo WP 5 mm
	EVO WP 01.6	Pilier de cicatrisation Aurea Evo WP 6 mm

Restaurations vissées standard

Pilier Aurea® Evo

	EVO NP 11.1	Pilier Aurea Evo NP 1 mm
	EVO NP 11.2	Pilier Aurea Evo NP 2 mm
	EVO NP 11.3	Pilier Aurea Evo NP 3 mm
	EVO NP 11.4	Pilier Aurea Evo NP 4 mm
	EVO RP 11.1	Pilier Aurea Evo RP 1 mm
	EVO RP 11.2	Pilier Aurea Evo RP 2 mm
	EVO RP 11.3	Pilier Aurea Evo RP 3 mm
	EVO RP 11.4	Pilier Aurea Evo RP 4 mm
	EVO WP 11.1	Pilier Aurea Evo WP 1 mm

Restaurations vissées standard

Pilier Aurea® Evo

	EVO WP 11.2	Pilier Aurea Evo WP 2 mm
	EVO WP 11.3	Pilier Aurea Evo WP 3 mm
	EVO WP 11.4	Pilier Aurea Evo WP 4 mm

Vis cliniques définitives pour pilier Aurea® Evo

	EVO NW 15.0	Vis définitive pour pilier Aurea Evo NP, RP et WP
---	-------------	---

Pilier Aurea® angulé

	EVO NP 22.0	Pilier Aurea Evo angulé NP 17° 1,5 mm
	EVO NP 22.1	Pilier Aurea Evo angulé NP 17° 2,5 mm
	EVO RP 22.0	Pilier Aurea Evo angulé RP 17° 1,5 mm
	EVO RP 22.1	Pilier Aurea Evo angulé RP 17° 2,5 mm
	EVO RP 62.0	Pilier Aurea Evo angulé RP 30° 1,5 mm
	EVO RP 62.1	Pilier Aurea Evo angulé RP 30° 2,5 mm

Vis cliniques définitives pour pilier Aurea® Evo angulé

	EVO NW 15.0	Vis définitive pour pilier Aurea Evo NP, RP et WP angulé
---	-------------	--

Références : prothèses et instruments

Restaurations cimentées standard

Pilier Aurea® Evo à forer

	EVO NP 20.1	Pilier à forer Aurea Evo NP 1 mm
	EVO NP 20.2	Pilier à forer Aurea Evo NP 2 mm
	EVO NP 20.3	Pilier à forer Aurea Evo NP 3 mm
	EVO RP 20.1	Pilier à forer Aurea Evo RP 1 mm
	EVO RP 20.2	Pilier à forer Aurea Evo RP 2 mm
	EVO RP 20.3	Pilier à forer Aurea Evo RP 3 mm
	EVO WP 20.1	Pilier à forer Aurea Evo WP 1 mm
	EVO WP 20.2	Pilier à forer Aurea Evo WP 2 mm
	EVO WP 20.3	Pilier à forer Aurea Evo WP 3 mm

Pilier Aurea® Evo à forer angulé

	EVO NP 23.0	Pilier à forer Aurea Evo angulé NP 17° 1,5 mm
	EVO NP 23.1	Pilier à forer Aurea Evo angulé NP 17° 2,5 mm
	EVO RP 23.0	Pilier à forer Aurea Evo angulé RP 17° 1,5 mm
	EVO RP 23.1	Pilier à forer Aurea Evo angulé RP 17° 2,5 mm
	EVO RP 63.0	Pilier à forer Aurea Evo angulé RP 30° 1,5 mm
	EVO RP 63.1	Pilier à forer Aurea Evo angulé RP 30° 2,5 mm

Restaurations esthétiques immédiates

Coiffe provisoire pour pilier Aurea® Evo

	EVO NP 12.1	Coiffe provisoire pour pilier Aurea Evo Ti No Rot NP
	EVO RP 12.1	Coiffe provisoire pour pilier Aurea Evo Ti No Rot RP
	EVO WP 12.1	Coiffe provisoire pour pilier Aurea Evo Ti No Rot WP
	EVO NP 21.1	Coiffe provisoire pour pilier Aurea Evo Ti Rot NP
	EVO RP 21.1	Coiffe provisoire pour pilier Aurea Evo Ti Rot RP
	EVO WP 21.1	Coiffe provisoire pour pilier Aurea Evo Ti Rot WP

Coiffe provisoire pour pilier Aurea® Evo angulé

	EVO NR 24.0	Coiffe prov. pour pilier Aurea Evo angulé Ti Rot NP et RP
	EVO NR 24.1	Coiffe prov. pour pilier Aurea Evo angulé Ti No Rot NP et RP

Bouchon provisoire pour pilier Aurea® Evo

	EVO NP 49.0	Bouchon provisoire pour pilier Aurea Evo Ti NP
	EVO RP 49.0	Bouchon provisoire pour pilier Aurea Evo Ti RP
	EVO WP 49.0	Bouchon provisoire pour pilier Aurea Evo Ti WP

Bouchon provisoire pour pilier Aurea® Evo angulé

	EVO NR 30.0	Bouchon provisoire angulé Aurea Evo Narrow/Regular Ti
---	-------------	---

Vis de laboratoire pour pilier Aurea® Evo

	EVO NW 19.0	Vis de laboratoire pour pilier Aurea Evo NP, RP et WP
---	-------------	---

Références : prothèses et instruments

Restaurations esthétiques immédiates

Pilier provisoire Aurea® Evo

	EVO NP 53.1	Pilier provisoire Aurea Evo No Rot Ti NP
	EVO RP 53.1	Pilier provisoire Aurea Evo No Rot Ti RP
	EVO WP 53.1	Pilier provisoire Aurea Evo No Rot Ti WP
	EVO NP 53.0	Pilier provisoire Aurea Evo Rot Ti NP
	EVO RP 53.0	Pilier provisoire Aurea Evo Rot Ti RP
	EVO WP 53.0	Pilier provisoire Aurea Evo Rot Ti WP

Vis de laboratoire pour pilier provisoire Aurea® Evo

	EVO NP 47.0	Vis de laboratoire Aurea Evo NP
	EVO RP 47.0	Vis de laboratoire Aurea Evo RP
	EVO WP 47.0	Vis de laboratoire Aurea Evo WP

Vis clinique définitive pour pilier provisoire Aurea® Evo

	EVO NP 52.0	Vis définitive Aurea Evo NP
	EVO RP 52.0	Vis définitive Aurea Evo RP
	EVO WP 52.0	Vis définitive Aurea Evo WP

Prises d'empreinte standard

SUR PILIER Transfert d'empreinte métallique pour pilier Aurea® Evo

	EVO NP 26.1	Transfert pour pilier Aurea Evo CA No Rot NP
	EVO RP 26.1	Transfert pour pilier Aurea Evo CA No Rot RP
	EVO WP 26.1	Transfert pour pilier Aurea Evo CA No Rot WP

SUR PILIER Transfert d'empreinte métallique pour pilier Aurea® Evo angulé

	EVO NR 27.1	Transfert pour pilier Aurea angulé CA No Rot NP et RP
---	-------------	---

DIRECT SUR IMPLANT Transfert d'empreinte direct sur plateforme

	EVO NP 02.0	Transfert Aurea Evo CA No Rot NP
	EVO RP 02.0	Transfert Aurea Evo CA No Rot RP
	EVO WP 02.0	Transfert Aurea Evo CA No Rot WP

Références : prothèses et instruments

Ajouts prothétiques pour laboratoire

Analogue pour pilier Aurea® Evo

	EVO NP 18.0	Analogue pour pilier Aurea Evo NP
	EVO RP 18.0	Analogue pour pilier Aurea Evo RP
	EVO WP 18.0	Analogue pour pilier Aurea Evo WP

Analogue pour pilier Aurea® Evo angulé

	EVO NR 28.0	Analogue de pilier Aurea Evo angulé NP et RP
---	-------------	--

Analogue pour implant Aurea® Evo

	EVO NP 03.0	Analogue Aurea Evo NP
	EVO RP 03.0	Analogue Aurea Evo RP
	EVO WP 03.0	Analogue Aurea Evo WP

Calcinable rotatif pour pilier Aurea® Evo

	EVO NP 14.2	Calcinable pour pilier Aurea Evo Rot NP
	EVO RP 14.2	Calcinable pour pilier Aurea Evo Rot RP
	EVO WP 14.2	Calcinable pour pilier Aurea Evo Rot WP

Ajouts prothétiques pour laboratoire

Calcinable ANTIrotatif pour pilier Aurea® Evo

	EVO NP 14.1	Calcinable pour pilier Aurea Evo No Rot NP
	EVO RP 14.1	Calcinable pour pilier Aurea Evo No Rot RP
	EVO WP 14.1	Calcinable pour pilier Aurea Evo No Rot WP

Calcinable rotatif pour pilier Aurea® Evo angulé

	EVO NR 48.2	Calcinable pour pilier Aurea Evo angulé Rot NP et RP
---	-------------	--

Calcinable ANTIrotatif pour pilier Aurea® Evo angulé

	EVO NR 48.1	Calcinable pour pilier Aurea Evo angulé No Rot NP et RP
--	-------------	---

Vis de laboratoire pour pilier Aurea® Evo et Aurea® Evo angulé

	EVO NW 19.0	Vis de laboratoire pour pilier Aurea Evo NP, RP et WP
---	-------------	---

Références : prothèses et instruments

Instruments chirurgicaux et prothèses

Boîtier prothèse et instruments

	EVO 00001	Boîtier chirurgical Aurea Evo
	173.0100	Adaptateur mécanique court PHIBO
	173.0300	Adaptateur mécanique long PHIBO
	173.1251	Tournevis mécanique 1,25 mm court PHIBO
	173.1252	Tournevis mécanique 1,25 mm moyen PHIBO
	172.0000	Clé à cliquet dynamométrique PHIBO
	172.0001	Clé coudée
	172.0100	Adaptateur clé à cliquet court PHIBO
	172.0300	Adaptateur clé à cliquet long PHIBO
	174.1251	Tournevis fixe 1,25 mm court PHIBO
	174.1252	Tournevis fixe 1,25 mm moyen PHIBO
	174.1253	Tournevis fixe 1,25 mm long PHIBO

Instruments chirurgicaux et prothèses

Boîtier prothèse et instruments

	172.1251	Pointe de tournevis 1,25 mm courte PHIBO
	172.1252	Pointe de tournevis 1,25 mm moyenne PHIBO
	172.2301	Pointe de tournevis 2,00 mm courte PHIBO
	172.2302	Pointe de tournevis 2,00 mm moyenne PHIBO
	174.2301	Tournevis fixe 2,00 mm court PHIBO
	174.2302	Tournevis fixe 2,00 mm moyen PHIBO
	152.0001	Bistouri circulaire Ø3,70
	152.0002	Bistouri circulaire Ø4,70
	152.0003	Bistouri circulaire Ø6,00
	EVO 90000	Gabarit radiologique AUREA EVO

Tournevis pour restaurations réalisées avec CAD-CAM

	172.1101	Pointe de tournevis hexalobulaire courte sur clé à cliquet
	172.1102	Pointe de tournevis hexalobulaire moyenne sur clé à cliquet
	172.1103	Pointe de tournevis hex. angulaire Axis® courte sur clé à cliquet
	172.1104	Pointe de tournevis hex. angulaire Axis® moyenne sur clé à cliquet
	172.1105	Pointe de tournevis hex. angulaire Axis® longue sur clé à cliquet

Références : prothèses et instruments

Instruments chirurgicaux

Séquence chirurgicale initiale

	EVO 23000	Foret pointeur
	173.0001	Prolongateur de foret

Séquence chirurgicale | Longueur de forage

	EVO 20000	Foret pilote Ø2,0 mm
	EVO 00200	Paralléliseur et jauge de profondeur Ø2,0 mm PHIBO

Séquence chirurgicale finale | Aurea® Evo NP forets chirurgicaux

	EVO 31000	Foret chirurgical Ø3,1 mm Aurea Evo NP
	EVO 33000	Foret chirurgical Ø3,3 mm Aurea Evo NP

Séquence chirurgicale finale | Aurea Evo® NP butées de foret

	TOP NP 085	Butée de foret Aurea Evo NP 8,5 mm
	TOP NP 100	Butée de foret Aurea Evo NP 10,0 mm
	TOP NP 115	Butée de foret Aurea Evo NP 11,5 mm
	TOP NP 130	Butée de foret Aurea Evo NP 13,0 mm
	TOP NP 145	Butée de foret Aurea Evo NP 14,5 mm

Séquence chirurgicale finale | Aurea Evo® NP taraud

EVO 01035	Taraud Aurea Evo NP
-----------	---------------------

Séquence chirurgicale finale | Aurea Evo® RP forets chirurgicaux

	EVO 38000	Foret chirurgical Ø3,8 mm Aurea Evo RP
	EVO 40000	Foret chirurgical Ø4,0 mm Aurea Evo RP

Instruments chirurgicaux

Séquence chirurgicale finale | Aurea Evo® RP butées de foret

	TOP RP 085	Butée de foret Aurea Evo RP 8,5 mm
	TOP RP 100	Butée de foret Aurea Evo RP 10,0 mm
	TOP RP 115	Butée de foret Aurea Evo RP 11,5 mm
	TOP RP 130	Butée de foret Aurea Evo RP 13,0 mm
	TOP RP 145	Butée de foret Aurea Evo RP 14,5 mm

Séquence chirurgicale finale | Aurea Evo® RP taraud

EVO 01043	Taraud Aurea Evo RP
-----------	---------------------

Séquence chirurgicale finale | Aurea Evo® WP forets chirurgicaux

	EVO 50000	Foret chirurgical Ø5,0 mm Aurea Evo WP
	EVO 52000	Foret chirurgical Ø5,2 mm Aurea Evo WP

Séquence chirurgicale finale | Aurea Evo® WP butées de foret

	TOP WP 085	Butée de foret Aurea Evo WP 8,5 mm
	TOP WP 100	Butée de foret Aurea Evo WP 10,0 mm
	TOP WP 115	Butée de foret Aurea Evo WP 11,5 mm
	TOP WP 130	Butée de foret Aurea Evo WP 13,0 mm

Séquence chirurgicale finale | Aurea Evo® WP taraud

EVO 01055	Taraud Aurea Evo WP
-----------	---------------------